



Stoma
Skin
Soul

Kombiniert
Tragekomfort,
Flexibilität und
Hautgesundheit



Der soft convexe TRE™ Hautschutz

Ein flexibler und anpassungsfähiger Hautschutz,
der sich dem Körper Ihrer PatientInnen so anpasst,
wie sie ihn benötigen

- Für eine sichere Abdichtung entwickelt, bietet der TRE™ Hautschutz sanften Druck dort, wo er benötigt wird - für viele Körperformen und Stomata.
- Das weiche, flexible und convexe Design des Hautschutzes hilft Leckagen zu minimieren. Zusätzlich unterstützt die TRE™ Technologie dabei, die Haut gesund zu erhalten.
- Die Dansac TRE™ Technologie bietet drei Schutzwälle, die zusammenwirken, um die Haut auf natürliche Weise gesund zu erhalten.



Ein sanfter Druck in die richtige Richtung

dansac 

Der NEUE zweiteilige soft convexe NovaLife TRE™ Hautschutz

bietet alle Vorteile eines einteiligen soft convexen TRE Beutels, aber mit zusätzlicher Vielseitigkeit, um sich dem Lebensstil und den Bedürfnissen Ihrer PatientInnen anzupassen.

Die Vorteile einer zweiteiligen Konvexität

Flexibilität

Flexibel konzipiert, um natürliche Körperbewegungen zu unterstützen

Der Hautschutz ist im Vergleich zu unserem bestehenden 1,1mm dicken Hydrokolloid nur 0,7mm dick. Er ist um 0,3mm dünner, was für mehr Sicherheit und ein leichteres Tragegefühl sorgt.

Sanftheit

Der TRE™ Hautschutz ist so konzipiert, dass er leicht zu entfernen und sanft zur Haut ist

Der leicht komprimierbare soft convexe Hautschutz übt dort sanften Druck aus, wo er benötigt wird und hilft, zusätzlichen Schutz vor Leckagen zu bieten.



Die Dansac TRE™ Technologie bietet drei Schutzwälle

pH-Balance Konzipiert zum Schutz der Haut vor Verdauungsenzymen durch Aufrechterhaltung des natürlichen pH-Werts.

Absorption Hilft dabei, überschüssige Feuchtigkeit der Haut aufzunehmen, ohne die innere und äußere Stabilität zu verlieren.

Adhäsion Entwickelt für eine sichere, flexible Abdichtung des Stomas, um die Haut vor Ausscheidungen zu schützen sowie sanft zur Haut und nach der Anwendung leicht entfernbar zu sein.

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmassnahmen und Anleitungen.


Dansac, das Dansac Logo, NovaLife und TRE sind Marken von Dansac A/S.
© 2022 Dansac A/S



Konvexität

Die 6mm weiche Konvexität hilft, das Stoma in den Beutel zu drücken und Unebenheiten der peristomalen Haut auszugleichen

Die Tiefe der Konvexität und der sanfte Druck können helfen, die Prominenz des Stomas zu verbessern.



Vielseitigkeit

Die Beutel können ausgetauscht werden, ohne jedes Mal den Hautschutz wechseln zu müssen

Der untergreifbare Rastring wurde für eine einfache Anbringung entwickelt, um dabei zu unterstützen, den Druck auf den Bauch zu minimieren.



Art.-Nr.		Rastring	Lochgröße
3343-15	ausschneidbar	43 mm	15-25 mm
3343-25	vorgestanzt	43 mm	25 mm
3355-15	ausschneidbar	55 mm	15-38 mm
3355-30	vorgestanzt	55 mm	30 mm
3355-35	vorgestanzt	55 mm	35 mm
3370-15	ausschneidbar	70 mm	15-52 mm

Erfahren Sie, wie Sie mit dem zweiteiligen soft convexen NovaLife TRE™ Hautschutz zur Gesunderhaltung der Haut Ihrer PatientInnen beitragen können – besuchen Sie www.dansac.at

